

Afi2GO



Afi2GO™

Přenosné PDA do stáje

Afi2Go

Afi2GO je přenosné PDA zařízení, určené pro čtení / záznam událostí zvířat, přímo ve stáji. Afi2GO PDA bylo vyvinuto jako doplňkové příslušenství AfiMilk systému. Slouží pro snadné, přesné a efektivní záznamy dat zvířete, pořizované během práce v terénu, mimo dosah kanceláře s PC.

Princip práce s Afi2Go

Při práci s AfiMilk management programem, začíná farmář svůj denní program výběrem těch zvířat, které potřebují aktuální péči a nahráním potřebných informací do přenosného PDA. Pomocí Afi2Go pak přímo ve stáji tyto zvířata identifikuje a zadá do něj potřebné informace o jejich právě provedeném ošetření. Po skončení práce v terénu, spojí PDA s hlavním PC v kanceláři a přeneše zaznamenané údaje do AfiMilk management programu. Celá práce s Afi2Go je rychlá, s minimálním počtem stisků kláves, což umožňuje zadat velký objem dat velmi jednoduše a bez velké ztráty času. Afi2GO obsahuje RFID čtečku, pro elektronickou identifikaci zvířat pomocí jejich pedometrů. Tím se výrazně snižuje chybovost v určení zvířete a zadání jeho ošetření je tak velmi rychlé a snadné.



LUKROM milk, s.r.o

Tel: +420 565 323 283, Fax: +420 565 325 49

lukrom.milk@lukrom.cz|www.lukrom-milk.cz



Použití Afi2Go

Afi2GO lze využít pro různé typy operací:



Práce ve stáji

Při práci ve stáji, jsou všechna zvířata jedno po druhém postupně identifikována a Afi2Go výstraha upozorní na ty, které vyžadují aktuální péči. Tento postup je velmi rychlý a praktický u velkých skupin.



Plánovaná ošetření

Existují dvě metody pro ošetření předem vybraných a separovaných zvířat :



Jednotné ošetření

Je zvolena pouze jedna událost, jako je např. vakcinace, kontrola březosti, atd. Poté, se na základě identifikace zvířete, pouze potvrzuje nebo zamítá dané ošetření / diagnóza, pro aktuálně identifikované zvíře.



Různorodá ošetření

Afi2GO upozorňuje obsluhu na vyžadované ošetření u každého identifikovaného zvířete. Obsluha pak vybere a potvrdí konkrétní provedené ošetření.



Pracovní stanice

Zde prochází zvířata určitou pracovní stanicí, jako je např. stanice váhy, vyšetřovací klec, úpravna paznechtů, atd. Dle typu stanice se pak zaznamená daná informace do Afi2GO zařízení.

Metoda Identifikace	Krávy	Ovce & kozy
Manuální ID	✓	✓
ISO RFID čipy	✓	✓
AfiMilk Pedometry	✓	